

Anticorpo Policlonar Anti-Rnf166 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96A37

Número do item: CM0024785

introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra RNF166 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a função da E3 ubiquitina ligase na imunidade inata e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF166 pAb de coelho
Observações/Apelido	RNF166
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	115992
GeneID	115992
Imunógeno	Peptídeo sintético, correspondente aos aminoácidos 102-201 do RNF166 humano (NP_849163.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96A37
Peso Molecular da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo