

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnf166 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96A37

Número do item: CM0017194

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para RNF166 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Tem como alvo a ligase de ubiquitina E3 envolvida na autofagia e na imunidade inata. Adequado para aplicações de pesquisa em DIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-RNF166
Observações/Apelido	RNF166
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	115992
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-237 do RNF166 humano (NP_849163.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96A37
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo