


## Anticorpo Policlonal Anti-Rnf168 Para Wb, Elisa - Q8Iyw5

Número do item: CM0030001



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a ligase de ubiquitina-proteína E3 humana RNF168, validado para Western blotting e ELISA. Detecta a RNF168 humana e de rato, um regulador chave da resposta a danos no DNA e ubiquitinação de histonas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RNF168 Coelho pAb                                                                                                           |
| Observações/Alias   | RIDL; hRNF168; RNF168                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 165918                                                                                                                      |
| GeneID              | 165918                                                                                                                      |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-571 da RNF168 humana (NP_689830.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                                |
| SWISS               | Q8IYW5                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 65kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                             |