

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnf180 Para Wb E Elisa - Q86T96

Número do item: CM0020373

introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra a proteína humana recombinante RNF180 (aa 1-416). Reconhece RNF180 humana, de rato e de camundongo. Validado para western blot e ELISA. Ideal para estudos de ubiquitinação e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RNF180 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	RINES; RNF180
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	285671
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-416 da RNF180 humana (NP_848627.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86T96
Peso Molecular da Proteína	68kDa
Envio	Em saco de gelo