

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnf181 Para Wb E Elisa - Q9P0P0

Número do item: CM0015889

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RNF181 validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. O alvo é a RNF181, uma E3 ubiquitina-proteína ligase, envolvida na ubiquitinação e na regulação do proteassoma. Ideal para pesquisas sobre a via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RNF181 Rabbit pAb
Observações/alias	HSPC238; RNF181
Espécie	Humana
ID do gene	51255
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-153 da RNF181 humana (NP_057578.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9P0P0
Peso da proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo