

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnf185 Para Wb E Elisa - Q96Gf1

Número do item: CM0024401

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RNF185 humano, adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre mitofagia, estresse do RE, ERAD e imunidade antiviral inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF185 Rabbit pAb
Observações/Apêndices	RNF185
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	91445
GeneID	91445
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do RNF185 humano (NP_689480.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96GF1
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de Gelo