


## Anti-Rnf20 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q5Vtr2

Número do item: CM0005904



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-RNF20 de alta qualidade para Western blot e ELISA. Reage com RNF20 humano e de camundongo, uma ligase de ubiquitina da histona H2B. Ideal para pesquisas epigenéticas e de câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RNF20 mAb de Coelho                                                                                                              |
| Observações/Apelido | BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20                                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 56254                                                                                                                            |
| ID do Gene          | 56254                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RNF20 humano (Q5VTR2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                               |
| SWISS               | Q5VTR2                                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 114kDa                                                                                                                           |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                     |