

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnf220 Para Wb, Elisa - Q5Vtb9

Número do item: CM0013694

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RNF220 (ligase E3 de ubiquitina-proteína). Validado para Western blotting e ELISA. Reconhece RNF220 humano, de camundongo e de rato (63 kDa). Ideal para o estudo da ubiquitinação, sinalização Wnt, neurodesenvolvimento e respostas ao interferon.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RNF220 Rabbit pAb
Observações/alias	HLD23; C1orf164; RNF220
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	55182
ID do gene	55182
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 267-566 do RNF220 humano (NP_060620.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q5VTB9
Peso da proteína	63 kDa
Transporte	Gelo em bolsa