

Anticorpo Policlonal Anti-Rnf31 Para Wb, If, Elisa - Q96Ep0

Número do item: CM0016423



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RNF31 humano (HOIP, ZIBRA) para Western blotting, imunofluorescência e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo, reconhecendo o componente da ligase E3 de ~120 kDa do complexo LUBAC. Ideal para pesquisas de sinalização NF-κB e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF31 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55072
GeneID	55072
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-700 do RNF31 humano (NP_060469.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96EP0
Peso da Proteína	120kDa
Envio	Saco de gelo