

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnf31 Para Wb, Elisa - Q96Ep0

Número do item: CM0026720



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RNF31 (HOIP), validado para WB e ELISA. Reage com humano e rato. Ideal para estudar a sinalização de NF- κ B e ubiquitinação linear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF31 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55072
GeneID	55072
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-700 da RNF31 humana (NP_060469.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96EP0
Peso Proteico	120kDa
Envio	Em bolsa de gelo