

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnf4 Para Wb, Elisa - P78317

Número do item: CM0013519



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RNF4 humano (SLX5/SNURF), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a E3 ubiquitina-proteína ligase envolvida em vias de degradação dependentes de sumoilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RNF4 Rabbit pAb
Observações / Alias	SLX5, SNURF, RES4-26, RNF4
Espécie	Humana
ID do gene	6047
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 de RNF4 humano (NP_001171938.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P78317
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo