


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rnf40 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075150

Número do item: CM0005876



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RNF40 humano/BRE1B, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com humano e rato. Útil para estudar a monoubiquitinação da histona H2B, regulação epigenética e o ciclo lítico do KSHV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho RNF40
Observações/Apelido	BRE1B; RBP95; STARING; RNF40
Espécie	Humano
ID do Gene	9810
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 231-431 do RNF40 humano (075150)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	075150
Peso da Proteína	114kDa
Envio	Em saco de gelo