


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnf40 Para Wb E Elisa - O75150

Número do item: CM0027508



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho RNF40 validado para WB e ELISA. Direciona a ligase E3 de ubiquitina-proteína BRE1B humana (O75150), adequado para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho RNF40
Observações/Apêndice	BRE1B; RBP95; STARING; RNF40
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9810
ID do Gene	9810
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do RNF40 humano (NP_055586.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75150
Peso da Proteína	114kDa
Envio	Saco de gelo