


## Anticorpo Monoclonal Anti-Rnf7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubf6

Número do item: CM0004145



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a RNF7 humano (SAG/ROC2/RBX2/CKBBP1). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisas de ubiquitinação e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | RNF7 Rabbit mAb                                                                                                         |
| Observações/Alias          | SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7                                                                                           |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                  |
| ID do Gene (Humano)        | 9616                                                                                                                    |
| ID do Gene                 | 9616                                                                                                                    |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 da RNF7 humana (NP_055060.1) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                  |
| Aplicação                  | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                |
| SWISS                      | Q9UBF6                                                                                                                  |
| Peso Molecular da Proteína | 13kDa                                                                                                                   |
| Envio                      | Bolsa de gelo                                                                                                           |