


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnf7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubf6

Número do item: CM0030429



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à RNF7 (também conhecida como ROC2, SAG). Adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA com amostras humanas. Reconhece uma proteína de 13kDa (UniProt: Q9UBF6) envolvida em complexos de cullin-RING ligase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF7 Rabbit pAb
Observações/Alias	SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7
Espécie	Humano
GeneID	9616
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 da RNF7 humana (NP_055060.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBF6
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo