

Anticorpo Policlonal Anti-Rnf8 Para Wb, Elisa - 076064

Número do item: CM0030017



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RNF8 humano, validado para western blotting e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização de danos ao DNA e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho RNF8
Observações/Apelido	hRNF8; RNF8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9025
GeneID	9025
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-485 do RNF8 humano (NP_003949.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	076064
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco com gelo