

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rnf8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 076064

Número do item: CM0006724



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-RNF8 validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta a E3 ubiquitina ligase RNF8 humana, de camundongo e rato (~56 kDa) envolvida no reparo de danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF8 Rabbit mAb
Observações/Alias	hRNF8; RNF8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9025
GeneID	9025
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da RNF8 humana (NP_003949.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	076064
Peso da Proteína	56kDa
Transporte	Bolsa de gelo