


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rngtt Para Wb, If/Icc, Elisa - O60942

Número do item: CM0028820



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RNGTT para western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com RNGTT de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre formação de capa de mRNA e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNGTT pAb de Coelho
Observações/Alíase	HCE; HCE1; hCAP; CAP1A; RNGTT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8732
GeneID	8732
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 de RNGTT humano (NP_003791.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60942
Peso da Proteína	69kDa
Transporte	Bolsa de gelo