

Anticorpo Policlonais Anti-Rnh1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13489

Número do item: CM0026172



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RNH1 (Inibidor de ribonuclease, RAI). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNH1 Rabbit pAb
Observações/Alias	RAI; RNH; RNH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6050
GeneID	6050
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 202-461 da RNH1 humana (NP_002930.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13489
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo