

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Robo1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6N7

Número do item: CM0018535



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ROBO1 humano, adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de orientação de axônios, neurodesenvolvimento e migração celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ROBO1 pAb de Coelho                                                                                                          |
| Observações/Apelido | NORS; NYS8; SAX3; CPHD8; DUTT1; ROBO1                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (humano)     | 6091                                                                                                                         |
| GeneID              | 6091                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1452-1651 do ROBO1 humano (NP_002932.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                     |
| SWISS               | Q9Y6N7                                                                                                                       |
| Peso da Proteína    | 181kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                |