

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rock1 Para Wb, Elisa - Q13464

Número do item: CM0002699



introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho ROCK1 é validado para WB e ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato. Ideal para aplicações de pesquisa em dinâmica do citoesqueleto, migração celular e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ROCK1 Coelho mAb
Observações/Apel	ROCK-I; P160ROCK; ROCK1
Espécie	Humano
ID do Gene	6093
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1100-1200 do ROCK1 humano (Q13464).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13464
Peso da Proteína	158kDa
Envio	Saco de gelo