

Anticorpo Policlonal Anti-Rock1 De Coelho Para Wb, Ip, If, Elisa - Q13464

Número do item: CM0014899



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ROCK1 validado para WB, IP, IF-P, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Regulador chave do citoesqueleto de actina e da polaridade celular, ideal para pesquisa de motilidade celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ROCK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ROCK-I; P160ROCK; ROCK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6093
GeneID	6093
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 400-660 do ROCK1 humano (NP_005397.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13464
Peso da Proteína	158kDa
Envio	Saco com gelo