

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Rock1 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13464

Número do item: CM0015011



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ROCK1 humano, validado por knockout, para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa de citoesqueleto, polaridade celular e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] ROCK1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ROCK-I; P160ROCK; K1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6093
GeneID	6093
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-660 da ROCK1 humana (NP_005397.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13464
Peso da Proteína	158kDa
Envio	Saco de gelo