

Anticorpo Policlonal Anti-Rock2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075116

Número do item: CM0027442



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ROCK2, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta ROCK2 humano, de camundongo e rato em ~161 kDa. Ideal para pesquisa em citoesqueleto e sinalização por quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ROCK2 Rabbit pAb
Observações/Alias	ROCK-II; ROCK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9475
ID do Gene	9475
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1109-1388 da ROCK2 humana (NP_004841.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075116
Peso da Proteína	161 kDa
Transporte	Bolsa de gelo