


Anticorpo Policlonal Anti-Rom1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q03395

Número do item: CM0029850



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ROM1 humano (TSPAN23), validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Para pesquisa retiniana e estudos de segmentos externos dos bastonetes. Otimizado para uso em IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ROM1 Coelho pAb
Observações/Apelido	ROM; RP7; ROSP1; TSPAN23; ROM1
Espécie	Humano
GeneID	6094
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 126-263 do ROM1 humano (NP_000318.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03395
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo