

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Romo1 Para Wb - P60602

Número do item: CM0010738

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa especificamente o ROMO1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de ROS e morfologia mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	[Validado por KD] ROMO1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MTGM, MTGMP, C20orf52, bA353C18.2, ROMO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	140823
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-79 do ROMO1 humano (NP_542786.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60602
Peso da Proteína	8kDa
Envio	Saco com gelo