


Anticorpo Policlonal Anti-Ror1 Para Wb, Elisa - Q01973

Número do item: CM0028354



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ROR1 validado para Western blot e ELISA, reativo cruzado com rato. Ideal para estudos de sinalização Wnt, receptores neurotróficos e pesquisa oncológica. Não conjugado, alvo de 104kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ROR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NTRKR1; dJ537F10.1; ROR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4919
ID do Gene	4919
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-403 do ROR1 humano (NP_005003.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q01973
Peso Proteico	104kDa
Envio	Saco de gelo