


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ror2 Para Wb E Elisa - Q01974

Número do item: CM0012048



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o ROR2 humano, adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Útil para estudos sobre conrogênese, osteogênese e sinalização Wnt. Detecta proteína de ~105 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ROR2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4920
ID do Gene	4920
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ROR2 humano (Q01974).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q01974
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Saco com gelo