


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ror2 Para Wb, Elisa - Q01974

Número do item: CM0024771



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ROR2 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece ROR2 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre sinalização Wnt, osteogênese e desenvolvimento de cartilagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ROR2 Rabbit pAb
Observações/Alias	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
Espécie	Humano
GeneID	4920
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 100-200 do ROR2 humano, NP_004551.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01974
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Bolsa de gelo