


Anticorpo Policlonais Anti-Rora Para Wb, Elisa - P35398

Número do item: CM0026291



introdução

Anticorpo policlonais de coelho contra RORA (P35398) validado para Western blot e ELISA. Detecta RORA humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ritmo circadiano, metabolismo e diferenciação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RORA Rabbit pAb
Observações/Alias	ROR1; ROR2; ROR3; RZRA; NR1F1; RORa1; IDDECA; RORalpha; RZR-ALPHA; RORA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6095
GeneID	6095
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 175-255 da RORA humana (NP_599023.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35398
Peso da Proteína	53KDa/59kDa/61KDa/63KDa
Transporte	Saco de gelo