

Anticorpo Policlonal Anti-Rorc Para Wb, Elisa - P51449

Número do item: CM0013323



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RORC para WB e ELISA. Detecta RORC humano, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o receptor nuclear ROR-gama na diferenciação de células imunes, ritmo circadiano e regulação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RORC Rabbit pAb
Observações/Apelido	TOR; RORG; RZRG; IMD42; NR1F3; RZR-GAMMA; RORC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6097
ID do Gene	6097
Imunógeno	Proteína de fusão recombinada contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 223-312 do RORC humano (NP_005051.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51449
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo