

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rorβ Para Wb, Elisa - Q92753

Número do item: CM0002512

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado contra RORβ humano para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. É direcionado ao receptor nuclear ROR-beta, essencial para ritmo circadiano, visão e desenvolvimento neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RORβ mAb de coelho
Observações/Alias	RZRB; EIG15; NR1F2; ROR-BETA; RZR-BETA; bA133M9.1; RORβ
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6096
GeneID	6096
Imunógeno	Pepídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92753
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo