


Anticorpo Policlonal Anti-Rpa2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15927

Número do item: CM0022386



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPA2 humano (RP-A p32), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Essencial para replicação do DNA e resposta a danos no DNA. Ideal para estudar reparo de DNA e estabilidade do genoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPA2 Coelho pAb
Observações/Apelido	RPA2; REPA2; RP-A p32; RP-A p34; RPA32; RP-Ap32; RP-Ap34; proteína de replicação A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6118
GeneID	6118
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-270 do RPA2 humano (NP_002937.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15927
Peso Proteico	29kDa/30kDa/38kDa
Envio	Saco de gelo