


Anticorpo Monoclonal Anti-Rpa32/Rpa2 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P15927

Número do item: CM0010715



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho RPA32/RPA2 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Essencial para replicação de DNA e reparo de danos. Ideal para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPA32/RPA2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6118
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-270 do RPA32/RPA2 humano (NP_002937.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15927
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo