

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rpa70/Rpa1 Para Wb, Ip, Elisa, Chip - P27694

Número do item: CM0005523



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra RPA70/RPA1 humano (P27694). Validado para WB, IP, ELISA, ChIP. Reconhece proteínas humanas e de ratos. Útil para pesquisa de replicação e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPA70/RPA1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6117
GeneID	6117
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RPA70/RPA1 humano (P27694).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P27694
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo