

Anti-Rpa70/Rpa1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27694

Número do item: CM0018051



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPA70/RPA1 humano (Subunidade de 70 kDa da proteína de replicação A), validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Útil para estudar replicação, reparo e resposta a danos do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPA70/RPA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6117
GeneID	6117
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do RPA70/RPA1 humano (NP_002936.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27694
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo