

Anticorpo Policlonado Anti-Rpap2 Para Wb E Elisa - Q8Ixx5

Número do item: CM0020294



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao RPAP2 humano (proteína 2 associada à RNA polimerase II). Adequado para aplicações de WB e ELISA. RPAP2 é uma CTD fosfatase envolvida na transcrição de snRNA e na sinalização de estresse no RE. SWISS: Q8IXW5.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPAP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Rtr1; C1orf82; RPAP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79871
GeneID	79871
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-612 do RPAP2 humano (Q8IXW5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IXW5
Peso Proteico	70kDa
Envio	Bolsa de gelo