


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpb3/Polr2C Para Wb, Ip, Elisa - P19387

Número do item: CM0020088



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade RPB3 (POLR2C) da RNA-polimerase II dirigida por DNA. Validado para WB, IP e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre transcrição e RNA-polimerase II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RPB3/POLR2C pAb de coelho
Observações/Alias	RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	5432
ID do gene	5432
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-275 da RPB3/POLR2C humana (NP_116558.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P19387
Peso da proteína	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo