

Anticorpo Policlonais Anti-Rpe Para Wb - Q96At9

Número do item: CM0016228



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Ribulose-fosfato 3-epimerase humana (RPE, Q96AT9). Adequado para Western blotting, imunofluorescência e ELISA. Apresenta reatividade com amostras humanas, de camundongo e rato. Detecta uma banda esperada de 25 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPE Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RPE2-1; RPE
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6120
GeneID	6120
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-228 da RPE humana (NP_954699.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96AT9
Peso Molecular da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo