

Anticorpo Policlonal Anti-Rpe65 Para Wb E Elisa - Q16518

Número do item: CM0022579

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à RPE65 humana, validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. A RPE65 é uma isomerohidrolase crítica no ciclo dos retinoides, essencial para a visão. Ideal para pesquisas sobre doenças da retina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPE65 Rabbit pAb
Observações/Alias	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6121
GeneID	6121
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 340-440 da RPE65 humana (NP_000320.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q16518
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Gelo reciclável