

Anticorpo Policlonal Anti-Rpe65 Para Wb, If-P, Elisa - Q16518

Número do item: CM0025690

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RPE65 validado para Western blot (WB), imunofluorescência em parafina (IF-P) e ELISA. Detecta a retinóide isomerohidrolase humana, de rato e de rato; ideal para pesquisa do ciclo visual e de doenças hereditárias da retina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPE65 Coelho pAb
Observações/Apelido	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Espécie	Humano
ID do Gene	6121
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 274-533 do RPE65 humano (NP_000320.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16518
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo