

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rpe65 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16518

Número do item: CM0005333

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra RPE65, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa do ciclo de retinoides e estudos de visão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho RPE65
Observações/Apelido	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6121
GeneID	6121
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do RPE65 humano (Q16518).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q16518
Peso Proteico	61kDa
Envio	Bolsa de Gelo