


Anticorpo Policlonal Anti-Rpf2 De Coelho Para Wb, Elisa - Q9H7B2

Número do item: CM0023401



introdução

Anticorpo Policlonal RPF2 de Coelho validado para Western blot e ELISA. Detecta RPF2 humano, de camundongo e de rato, uma proteína nucleolar envolvida na montagem do subunitário grande do ribossomo. Adequado para pesquisa de biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPF2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BXDC1; bA397G5.4; RPF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84154
GeneID	84154
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-306 do RPF2 humano (NP_115570.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H7B2
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo