


Anticorpo Policlonal Anti-Rpgr Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92834

Número do item: CM0024606



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RPGR humano (Q92834) para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta RPGR humano, de rato e de camundongo, um GEF crítico para o tráfego ciliar e homeostase retiniana. Ideal para pesquisa em visão e ciliopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPGR Coelho pAb
Observações/Apelido	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6103
ID do Gene	6103
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do RPGR humano (NP_001030025.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92834
Peso Proteico	113kDa
Envio	Saco de gelo