

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rpgr Para Wb, If, Elisa - Q92834-6

Número do item: CM0006962

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que tem como alvo o RPGR humano (isoforma 6). Validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre doenças ciliares e da retina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RPGR Rabbit mAb
Observações/Apelidos	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6103
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do RPGR humano. (NP_001030025.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92834-6
Peso da Proteína	52kDa/70kDa/83kDa/90kDa/113kDa/127kDa
Envio	Bolsa de gelo