

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpgrip1 Para If-P E Elisa - Q96Kn7

Número do item: CM0024081



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPGRIP1 humano para IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Direciona-se a uma proteína de andaime essencial para a função dos fotorreceptores e localização ciliar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPGRIP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RPGRIP1; CORD13; LCA6; RGI1; RGRIP; RPGRIP; RPGRIP1d; proteína 1 interagente com regulador de GTPase da retinose pigmentar
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57096
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1091-1286 do RPGRIP1 humano (NP_065099.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96KN7
Peso Molecular da Proteína	66kDa/70kDa/74kDa/76kDa/103kDa/146kDa
Envio	Em saco de gelo