

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rph3A (Rabfilina-3A) Para Wb, Elisa - Q9Y2J0

Número do item: CM0029120

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Rabfilina-3A humana (RPH3A, Exofilina-1). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Para estudar exocitose regulada e função sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPH3A Rabbit pAb
Observações/Apelido	RPH3A
Espécie	Humano
ID do Gene	22895 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da RPH3A humana (NP_055769.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2J0
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de Gelo