

Anticorpo Policlonal Anti-Rph3Al Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Une2

Número do item: CM0026466

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RPH3AL (NOC2), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta RPH3AL humano e de camundongo, uma proteína efetora de Rab crucial para a exocitose regulada em células endócrinas e exócrinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPH3AL Rabbit pAb
Observações/Apelido	NOC2; RPH3AL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9501
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 161-315 do RPH3AL humano (NP_008918.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UNE2
Peso da Proteína	34kDa

Envio