

Anticorpo Policlonal Anti-Rpia Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49247

Número do item: CM0026717

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a RPIA humana (ribose-5-fosfato isomerase), validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada em camundongo e rato. Ideal para estudos da via das pentoses-fosfato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPIA Rabbit pAb
Observações/Apelido	RPI; RPIAD; RPIA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22934
ID do Gene	22934
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 82-311 da RPIA humana (NP_653164.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49247
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo