

Anticorpo Monoclonal Anti-Rpl10A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62906

Número do item: CM0003695



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a proteína ribossomal 60S L10a humana (RPL10A). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Adequado para pesquisas sobre função ribossomal e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL10A Rabbit mAb
Observações/Apelido	uL1; L10A; CSA19; NEDD6; Csa-19; RPL10A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4736
ID do Gene	4736
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-175 da RPL10A humana (P62906)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P62906
Peso Proteico	25kDa
Remessa	Saco de Gelo